

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de Tinción–FD68P

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de Tinción–FD68P
Especificaciones de Embalaje	12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L
Código de Producto	p1310

Uso Previsto

Se utiliza para teñir las células sanguíneas, de modo que puedan observarse su morfología y estructura, permitiendo al analizador de sangre realizar la clasificación y el recuento de células sanguíneas

Principio

Durante el análisis de células sanguíneas, la solución de tinción–FD68P tiñe los leucocitos con la ayuda del reactivo hemolizante–LD68P y, en combinación con la dispersión de la luz láser y la tinción fluorescente...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.