

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Diluyente-BC5DP

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o los reactivos, detectar la sustancia a medir; en la práctica clínica, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Diluyente-BC5DP

Especificaciones
de Embalaje

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Código de
Producto

p1314

Uso Previsto

Se utiliza para diluir la muestra de sangre total que se va a analizar y, junto con el analizador de sangre o los reactivos, detectar la sustancia a medir; en la práctica clínica, se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para preparar una suspensión de células mediante la dilución de la muestra

Principio

Diluye las células sanguíneas para que el instrumento pueda realizar el recuento y la clasificación de las células sanguíneas mediante el método de impedancia

Composición

Cloruro de sodio, sulfato de sodio, conservantes

