

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de hemorreología–SKXD I

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de hemorreología durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de hemorreología–SKXD I
Especificaciones de Embalaje	1 L, 2 L, 2 L × 4, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	234

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de hemorreología durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir.

Dispositivos Compatibles

- Succeeder SA–5000
- Succeeder SA–5600
- Succeeder SA–6000
- Succeeder SA–6600
- Succeeder SA–6900
- Succeeder SA–7000
- Succeeder SA–9000

