

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de proteínas específicas–XMZD

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador de proteínas específicas durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de proteínas específicas–XMZD
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 4 L, 5 L, 20 L
Código de Producto	specificProtein–232

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador de proteínas específicas durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir.

Dispositivos Compatibles

- Siemens BN II
- Siemens BN ProSpec

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.