

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Calibrador de proteína C reactiva

Para su uso combinado con el kit de determinación de proteína C reactiva (inmunoanálisis nefelométrico intensificado con látex) fabricado por nuestra empresa, para la calibración del sistema al realizar la determinación con el kit



Foto del Producto

Especificaciones
de Embalaje

5x0.5 mL

Código de
Producto

specificProtein-p1307

Uso Previsto

Para su uso combinado con el kit de determinación de proteína C reactiva (inmunoanálisis nefelométrico intensificado con látex) fabricado por nuestra empresa, para la calibración del sistema al realizar la determinación con el kit

Principio

Según el procedimiento de calibración del sistema de detección, el sistema de detección se calibra con los valores de referencia asignados al calibrador y se establece una función de calibración. Cuando la muestra de prueba...

Otra Información

Calibrador de proteína C reactiva. Instrucciones de uso

