

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Líquido de envoltura-NUF

Apto para analizadores basados en el principio del análisis por citometría de flujo. Se utiliza para diluir muestras de orina y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Líquido de envoltura-NUF
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 1 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	715

Uso Previsto

Apto para analizadores basados en el principio del análisis por citometría de flujo. Se utiliza para diluir muestras de orina y formar un flujo de envoltura, lo que facilita el recuento y la clasificación de células por parte del analizador.

Dispositivos Compatibles

- Sysmex UF-3000
- Sysmex UF-4000
- Sysmex UF-5000

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.