

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de tinción-RC

Se utiliza para teñir los elementos formes presentes en la orina, de modo que puedan observarse su morfología y su estructura, y el analizador pueda clasificar y contar las células.



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Solución de tinción-RC

Especificaciones
de Embalaje

29 mL

Código de
Producto

722

Uso Previsto

Se utiliza para teñir los elementos formes presentes en la orina, de modo que puedan observarse su morfología y su estructura, y el analizador pueda clasificar y contar las células.

Dispositivos Compatibles

Sysmex UF-4000

Sysmex UF-5000

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.