

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para sedimento urinario DR II

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante el análisis con el analizador de sedimento urinario, a fin de facilitar la detección in vitro del analito.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para sedimento urinario DR II
Especificaciones de Embalaje	200 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	736

Uso Previsto

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante el análisis con el analizador de sedimento urinario, a fin de facilitar la detección in vitro del analito.

Dispositivos Compatibles

- Dirui FUS-3000 Plus
- Dirui FUS-360
- Dirui H-1600
- Dirui MUS-3600
- Dirui MUS-9600

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.