

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage de lavage de sonde pour biochimie LS I

Ce produit est utilisé pour le nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage de lavage de sonde pour biochimie LS I
Spécifications d'Emballage	20 mL, 59 mL, 59 mL × 12, 500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1230

Usage Prévu

Ce produit est utilisé pour le nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage pour analyseurs de biochimie. Son principe d'action principal est que les composants de la solution de nettoyage réduisent efficacement la tension superficielle des résidus restant dans l'analyseur de biochimie, si bien que les résidus...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.