

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-SY I

Ce produit est utilisé pour nettoyer le système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-SYI
Spécifications d'Emballage	50 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Code Produit	p1061

Usage Prévu

Ce produit est utilisé pour nettoyer le système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer

Principe

L'hypochlorite de sodium contenu dans la solution de nettoyage décompose efficacement les protéines du système réactionnel, ce qui facilite le nettoyage des protéines de l'échantillon de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.