

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon BK 1.95 L

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Beckman



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Solution tampon BK

Spécifications
d'Emballage

1.95 L, 1.95 Lx4

Code Produit

p1062

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Beckman

Composition

Composé de chlorure de sodium, d'un stabilisant, d'un agent tensioactif, d'un conservateur et d'eau

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement...

Autres Informations

Solution de lavage; Wash Buffer

