

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage de cellules sanguines (solution de rinçage BC)

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer



Photo du Produit

| Modèle du Produit          | Cellules sanguines               |
|----------------------------|----------------------------------|
| Spécifications d'Emballage | 1 L, 1 L × 4, 5 L, 5 L × 2, 20 L |
| Code Produit               | p1065                            |

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage réduit efficacement la tension superficielle des protéines du système de réaction, si bien que les protéines des échantillons de sang sont facilement éliminées par le lavage...

