

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage concentrée d'immunoessai XMZ

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence, afin de faciliter la détection in vitro de la substance à mesurer



Photo du Produit

Modèle du
ProduitImmunoessai XMZ
concentréSpécifications
d'Emballage

70 mL, 500 mL, 20 L

Code Produit

p1066

Usage Prévu

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence, afin de faciliter la détection in vitro de la substance à mesurer

Principe

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que l'hypochlorite de sodium contenu dans la solution de nettoyage peut dissoudre les protéines du système de réaction, ce qui facilite le nettoyage des protéines des échantillons de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

