

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour cellules sanguines CD

Ce produit est un agent de nettoyage destiné au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer




Photo du Produit

Modèle du Produit	Cellules sanguines CD
Spécifications d'Emballage	5 L, 20 L
Code Produit	p1070

Usage Prévu

Ce produit est un agent de nettoyage destiné au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer

Principe

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage réduit efficacement la tension superficielle des protéines du système de réaction, si bien que les protéines des échantillons de sang sont facilement éliminées par le lavage...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

