

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon Acid + Solution tampon Base

Utilisé pour les analyseurs d'immunoessai afin de fournir/maintenir l'environnement de réaction




Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution tampon Base +
Solution tampon AcidSpécifications
d'Emballage1500 mL, 1500 mL × 2,
conditionnement
combiné, 300 mL, 300
mL × 2, 20 L

Code Produit

p1074

Usage Prévu

Utilisé pour les analyseurs d'immunoessai afin de fournir/maintenir l'environnement de réaction

Composition

La solution tampon Base est composée d'hydroxyde de sodium, d'un tensioactif et d'eau. La solution tampon Acid est composée d'acide nitrique, d'eau, etc

Stockage et Utilisation

Conserver dans un local propre, sec et bien ventilé, à 2 °C...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.