

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon Acid 300 mL

Réactif auxiliaire pour immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Siemens



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution tampon Acid
Spécifications d'Emballage	1500 mL, 1500 mL × 2, conditionnement combiné, 300 mL, 300 mL × 2, 20 L
Code Produit	p1075

Usage Prévu

Réactif auxiliaire pour immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Siemens

Composition

Il est composé d'acide nitrique, d'eau, etc

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement, empiler selon les marques de flèche et conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.