

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon YHL 10 L

Réactif auxiliaire pour immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série iFlash



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution tampon YHL
Spécifications d'Emballage	1 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1090

Usage Prévu

Réactif auxiliaire pour immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série iFlash

Composition

Composé de chlorure de sodium, de phosphates, de conservateurs et d'eau

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement, empiler selon les marques de flèche et conserver dans un endroit sec, bien ventilé et propre, à 2–35 °C...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.