

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage de la série K

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Série K

Spécifications
d'Emballage10 mL, 50 mL, 500 mL, 5
L, 20 L

Code Produit

p1092

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que il élimine les protéines résiduelles du système de réaction

Composition

Hypochlorite de sodium...

