

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage d'hémorhéologie ZCWYL

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction utilisée pendant la détection sur un analyseur automatique d'hémorhéologie, afin de faciliter la détection in vitro de la substance à analyser



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage d'hémorhéologie ZCWYL
Spécifications d'Emballage	500 mL, 5 L, 5 L × 2, 10 L, 20 L
Code Produit	p1098

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction utilisée pendant la détection sur un analyseur automatique d'hémorhéologie, afin de faciliter la détection in vitro de la substance à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principal principe d'action est que l'agent tensioactif de la solution de nettoyage réduit efficacement la tension superficielle des protéines du système de réaction, de sorte que les échantillons de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.