

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-ZCWY I L

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer



Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution de nettoyage
pour analyseur de
coagulation-ZCWY I LSpécifications
d'Emballage

500 mL, 5 L, 20 L

Code Produit

p1101

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage réduit efficacement la tension superficielle des protéines du système de réaction, si bien que les protéines des échantillons de sang sont facilement éliminées par le lavage...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.