

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage MEK620

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs de cellules sanguines, afin de faciliter la détection in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du
Produit

MEK620

Spécifications
d'Emballage

5 L, 20 L

Code Produit

p1112

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs de cellules sanguines, afin de faciliter la détection in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal consiste à éliminer par le nettoyage les protéines résiduelles du système de réaction

Composition

Hypochlorite de sodium

Stockage et Utilisation

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Entreprise nationale de haute technologie · Certifiée ISO 9001 / ISO 13485 · R&D, fabrication et vente de réactifs de diagnostic in vitro