

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage d'analyte pour analyseur de cellules sanguines MEK 2 L

Réactif générique de plateforme ou de méthodologie utilisé pour nettoyer l'analyte du système de réaction au cours du processus de test et pour le purifier en vue des tests ultérieurs. Il n'est pas utilisé seul pour nettoyer les instruments, les ustensiles de test ou l'environnement



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage d'analyte pour analyseur de cellules sanguines MEK
Spécifications d'Emballage	500 mL, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1116

Usage Prévu

Réactif générique de plateforme ou de méthodologie utilisé pour nettoyer l'analyte du système de réaction au cours du processus de test et pour le purifier en vue des tests ultérieurs. Il n'est pas utilisé seul pour nettoyer les instruments, les ustensiles de test ou l'environnement

Principe

En utilisant la solution de nettoyage pour...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.