

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage A pour analyseur de coagulation JQ

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs de coagulation entièrement automatiques, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution de nettoyage A
pour analyseur de
coagulation JQSpécifications
d'Emballage30 mL, 30 mL × 6, 45
mL, 45 mL × 4, 53 mL,
53 mL × 2, 100 mL, 500
mL, 1 L, 2 L

Code Produit

p1120

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs de coagulation entièrement automatiques, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage peut réduire efficacement la réaction...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

