

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-SKXD II 10 mL

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs automatiques de coagulation, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-SKXD II
Spécifications d'Emballage	10 mL, 30 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Code Produit	p1121

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs automatiques de coagulation, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage peut réduire efficacement la réaction...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.