

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-LD

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs automatiques de coagulation, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser




Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution de nettoyage
pour analyseur de
coagulation-LDSpécifications
d'Emballage30 mL, 100 mL, 500 mL,
20 L

Code Produit

p1136

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs automatiques de coagulation, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que l'hypochlorite de sodium de la solution de nettoyage peut dissoudre efficacement les protéines, de sorte que les protéines de l'échantillon de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.