

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon de nettoyage HY

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Changguang Huayi




Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution tampon de
nettoyage HYSpécifications
d'Emballage

500 mL, 500 mL × 2

Code Produit

p1142

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Changguang Huayi

Composition

Composé de chlorure de sodium, de phosphates et d'eau, etc

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement, empiler conformément aux marques de flèches et conserver dans un local intérieur propre, sec et bien ventilé, à 2—...

