

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage de sonde RH

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage de sonde RH
Spécifications d'Emballage	70 mL, 500 mL, 1 L, 2 L, 20 L
Code Produit	p1143

Usage Prévu

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal consiste à éliminer par le nettoyage les protéines résiduelles du système de réaction

Composition

Hypochlorite de sodium

Stockage et Utilisation

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

