

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon WASH 100 mL

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Tosoh




Photo du Produit

Modèle du
Produit

Solution tampon WASH

Spécifications
d'Emballage

100 mL, 100 mLx4

Code Produit

p1147

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Tosoh

Composition

Composé de phosphates, d'un agent tensioactif, d'un conservateur et d'eau

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.