

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon DIL 100 mL

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Tosoh




Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution tampon DIL
Spécifications d'Emballage	100 mL, 100 mLx4
Code Produit	p1148

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Tosoh

Composition

Composé d'un stabilisant, de chlorure de sodium, d'un agent tensioactif, d'un conservateur et d'eau

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un endroit sec, bien ventilé et propre...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.