

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon XCY

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Snibe



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution tampon XCY
Spécifications d'Emballage	714 mL
Code Produit	p1149

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Snibe

Composition

Composé d'un stabilisant, d'un agent tensioactif, d'un conservateur et d'eau

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un local intérieur propre, sec et bien ventilé à 2–35 °C...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.