

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage d'immunoessai WWT

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence entièrement automatiques, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage d'immunoessai WWT
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1154

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus d'analyse des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence entièrement automatiques, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que le tensioactif de la solution de nettoyage réduit efficacement la tension superficielle des protéines du système de réaction, si bien que les protéines des échantillons de sang sont facilement éliminées par le lavage

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

