

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution tampon de nettoyage WG

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Weigao



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution tampon de nettoyage WG
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1155

Usage Prévu

Réactif auxiliaire d'immunoessai, utilisé avec les réactifs d'immunoessai pour fournir/maintenir l'environnement de réaction des analyseurs d'immunoessai par chimiluminescence de la série Weigao

Composition

Composé de chlorure de sodium, de phosphates et d'un conservateur

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un endroit sec et ventilé...

Autres Informations

Wash Buffer

