

Réactif de Diagnostic In Vitro

# Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation–MR

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer



Photo du Produit

## Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer

## Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal consiste à immerger et à rincer les canaux de mesure et les tubulures

## Composition

Tensioactifs et conservateurs...

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modèle du Produit          | Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation–MR |
| Spécifications d'Emballage | 500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L                      |
| Code Produit               | p1223                                                  |

