

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-
PLS 5 L

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer




Photo du Produit

Modèle du Produit	Analyseur de coagulation PLS
Spécifications d'Emballage	5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1224

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que les tensioactifs de la solution de nettoyage peuvent réduire efficacement la tension superficielle des protéines du système réactionnel...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.