

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-
PLS Rinçage d'Aiguille 15 mL

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer




Photo du Produit

Modèle du Produit	Analyseur de coagulation PLS Rinçage d'Aiguille
Spécifications d'Emballage	15 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Code Produit	p1225

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que l'hypochlorite de sodium contenu dans la solution de nettoyage décompose efficacement les protéines du système réactionnel, ce qui facilite le nettoyage des protéines de l'échantillon de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.