

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-JS

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer



Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution de nettoyage
pour analyseur de
coagulation-JSSpécifications
d'Emballage250 mL, 500 mL, 1 L, 20
L

Code Produit

p1228

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction au cours du processus de test de l'analyseur automatique de coagulation, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que l'hydroxyde de potassium de la solution de nettoyage dissout les protéines du système réactionnel, ce qui facilite le nettoyage des protéines de l'échantillon de sang...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.