

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour maintenance d'arrêt de l'analyseur de cellules sanguines

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer



Photo du Produit

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est de nettoyer les protéines résiduelles du système réactionnel

Composition

Hypochlorite de sodium

Modèle du Produit	Maintenance d'arrêt
Spécifications d'Emballage	4 mL, 50 mL, 100 mL, 20 L
Code Produit	p1294

