

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de cellules sanguines-MR-CRP

Ce produit est utilisé pour nettoyer le système réactionnel au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de cellules sanguines-MR-CRP
Spécifications d'Emballage	250 mL, 500 mL, 1 L, 3 L, 5 L, 20 L
Code Produit	p1298

Usage Prévu

Ce produit est utilisé pour nettoyer le système réactionnel au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro des substances à mesurer

Principe

Ce produit est une solution de nettoyage du système de réaction. Son principe d'action principal est que les tensioactifs de la solution de nettoyage peuvent réduire efficacement la tension superficielle des résidus du système réactionnel, ce qui facilite leur nettoyage

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.