

## Réactif de Diagnostic In Vitro

# Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-SY II

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du  
ProduitSolution de nettoyage  
pour analyseur de  
coagulation-SY IISpécifications  
d'Emballage

500 mL, 5 L, 10 L, 20 L

Code Produit

213

## Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.

## Appareils Compatibles

Sysmex CA-1500

Sysmex CA-500

Sysmex CA-510

Sysmex CA-520

Sysmex CA-530

Sysmex CA-540

Sysmex CA-550

Sysmex CA-560

Sysmex CA-600

Sysmex CA-620

Sysmex CA-660

Sysmex CA-7000

Sysmex CS-1300

Sysmex CS-1600

Sysmex CS-2000i

Sysmex CS-2100i

Sysmex CS-5100

