

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation–TOP

Ce produit est un agent de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation–TOP
Spécifications d'Emballage	4 L, 4 L × 3, 4 L × 4, 10 L, 20 L
Code Produit	214

Usage Prévu

Ce produit est un agent de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.

Appareils Compatibles

Werfen ACL TOP series

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.