

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-
TOPA

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de coagulation-TOPA
Spécifications d'Emballage	250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Code Produit	215

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique de coagulation au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.

Appareils Compatibles

Werfen ACL TOP series

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.