

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon–RH

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant d'échantillon–RH
Spécifications d'Emballage	2.0 L, 2 L x 2, 300 mL
Code Produit	64

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.

Appareils Compatibles

- Roche Cobas 8000
- Roche Cobas c311
- Roche Cobas c501
- Roche Cobas c502
- Roche Cobas c701
- Roche Cobas c702
- Roche Modular D
- Roche Modular P

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.