

## Réactif de Diagnostic In Vitro

## Solution de référence

Conçu pour être utilisé avec le module d'électrodes sélectives d'ions (le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie ou un analyseur d'électrolytes) afin de fournir le potentiel de référence pour le dosage des ions potassium, sodium et chlorure.



Photo du Produit

Modèle du  
Produit

Solution de référence

Spécifications  
d'Emballage

30 mL, 500 mL, 1000 mL

Code Produit

65

## Usage Prévu

Conçu pour être utilisé avec le module d'électrodes sélectives d'ions (le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie ou un analyseur d'électrolytes) afin de fournir le potentiel de référence pour le dosage des ions potassium, sodium et chlorure.

## Appareils Compatibles

Roche Cobas 8000

Roche Cobas c301

Roche Cobas c311

Roche Cobas c501

Roche Cobas c502

Roche Cobas c701

Roche Cobas c702

Roche Modular D

Roche Modular P

