

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage d'électrodes-RL

Agent de nettoyage du système de réaction lors des dosages effectués avec le module d'électrolytes des analyseurs de biochimie, afin de faciliter la détection in vitro des substances à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage d'électrodes-RL
Spécifications d'Emballage	100 mL, 1 L, 2 L, 10 L, 20 L
Code Produit	66

Usage Prévu

Agent de nettoyage du système de réaction lors des dosages effectués avec le module d'électrolytes des analyseurs de biochimie, afin de faciliter la détection in vitro des substances à mesurer.

Appareils Compatibles

Roche Cobas c501	Roche Cobas c701	Roche Cobas c702	Hitachi Hitachi 7020
Hitachi Hitachi 7060	Hitachi Hitachi 7080	Hitachi Hitachi 7100	Hitachi Hitachi 7150
Hitachi Hitachi 7170	Hitachi Hitachi 7180	Hitachi Hitachi 7600	Hitachi LABOSPECT 008

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.