

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon-AU

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant d'échantillon-AU
Spécifications d'Emballage	2.0 L, 2 L × 2
Code Produit	68

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.

Appareils Compatibles

Beckman Coulter AU5800

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.