

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de référence

Conçu pour être utilisé avec le module d'électrodes sélectives d'ions (le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie ou un analyseur d'électrolytes) afin de fournir le potentiel de référence pour le dosage des ions potassium, sodium et chlorure.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de référence
Spécifications d'Emballage	30 mL, 500 mL, 1000 mL
Code Produit	69

Usage Prévu

Conçu pour être utilisé avec le module d'électrodes sélectives d'ions (le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie ou un analyseur d'électrolytes) afin de fournir le potentiel de référence pour le dosage des ions potassium, sodium et chlorure.

Appareils Compatibles

Beckman Coulter AU1000	Beckman Coulter AU2700	Beckman Coulter AU400
Beckman Coulter AU480	Beckman Coulter AU5400	Beckman Coulter AU5800
Beckman Coulter AU600	Beckman Coulter AU640	Beckman Coulter AU680

