

Réactif de Diagnostic In Vitro

Tampon d'électrolytes–RL

Réactif auxiliaire pour le module d'électrolytes, utilisé pour fournir et maintenir l'environnement de réaction dans les modules d'électrolytes de les analyseurs de biochimie de la série Hitachi.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Tampon d'électrolytes–RL
Spécifications d'Emballage	600 mL, 2.0 L, 2.0 L × 2
Code Produit	71

Usage Prévu

Réactif auxiliaire pour le module d'électrolytes, utilisé pour fournir et maintenir l'environnement de réaction dans les modules d'électrolytes de les analyseurs de biochimie de la série Hitachi.

Appareils Compatibles

- Hitachi Hitachi 7020
- Hitachi Hitachi 7060
- Hitachi Hitachi 7080
- Hitachi Hitachi 7100
- Hitachi Hitachi 7150
- Hitachi Hitachi 7170
- Hitachi Hitachi 7180
- Hitachi Hitachi 7600
- Hitachi LABOSPECT 008

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.