

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon-RL

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.



Photo du Produit

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Modèle du Produit          | Diluant d'échantillon-RL |
| Spécifications d'Emballage | 2.0 L, 2 L x 2, 300 mL   |
| Code Produit               | 72                       |

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage.

Appareils Compatibles

- Hitachi Hitachi 3100
- Hitachi Hitachi 7020
- Hitachi Hitachi 7060
- Hitachi Hitachi 7080
- Hitachi Hitachi 7100
- Hitachi Hitachi 7150
- Hitachi Hitachi 7170
- Hitachi Hitachi 7180
- Hitachi Hitachi 7600
- Hitachi LABOSPECT 008

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.