

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage d'électrodes–RL 100 mL

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant d'échantillon–RH
Spécifications d'Emballage	2.0 L, 2 Lx2, 300 mL
Code Produit	p1064

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que les substances à mesurer puissent être dosées à l'aide du module d'électrolytes. Le réactif lui-même ne participe pas directement au dosage

Principe

La méthode de l'électrode pour la détermination des électrolytes repose sur Nern...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.