

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour électrodes XMZ

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction lors des tests avec le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser




Photo du Produit

Modèle du
Produit

Électrode XMZ

Spécifications
d'Emballage100 mL, 500 mL, 1 L, 2 L,
20 L

Code Produit

p1245

Usage Prévu

Ce produit est un agent de nettoyage du système de réaction lors des tests avec le module d'électrolytes d'un analyseur de biochimie, afin de faciliter la détection in vitro des substances à analyser

Principe

Ce produit est un agent de nettoyage pour le système de réaction. Son principal principe d'action est d'éliminer par lavage les protéines résiduelles du système de réaction

Composition

Hypochlorite de sodium

Stockage et Utilisation

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

